

## Новые инструменты для выполнения ESD

### Coagrasper

Путем захвата и подъема места кровотечения или кровеносного сосуда устройство Coagrasper обеспечивает эффективный и надежный гемостаз в ходе или после резекции.

- Одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы
- Первые гемостатические щипцы с функцией вращения
- Чашечки имеют уникальную нескользящую конструкцию
- Два различных исполнения для верхнего и нижнего отдела ЖКТ обеспечивают оптимальное выполнение каждой процедуры



### EndoLifter

Действуя в качестве дополнительной руки для оптимального оттягивания пораженного участка, устройство Endolifter помогает при ESD желудка.

- Облегчает введение конца эндоскопа в подслизистый слой
- Расширяет поле зрения за счет подъема ткани
- Улучшает визуальный контроль кровеносных сосудов, позволяя выполнять профилактический гемостаз и облегчая остановку кровотечения
- Способствует эффективной диссекции, обеспечивая необходимое натяжение слизистой



## Coagrasper

### Одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы Coagrasper



- Для быстрого и надежного гемостаза при ESD
- Анти-соскальзывающая конструкция
- Упрощенный процесс коагуляции при захватывании
- Вращающиеся
- FD-410LR: конический наконечник
- FD-411QR/UR: уменьшенные бранши для тонких стенок кишечника



Обозначение	Код статьи	Количество	Мин. о рабочего канала	Рабочая длина	Ширина раскрытия браншей	Функции	Область применения
A FD-410LR	N1086130	1	● 2,8 mm	1650 mm	5 mm	вращающиеся, только для гастроскопии	☞
B FD-411QR	N3046230	1	● 3,2 mm	1950 mm	4 mm	вращающиеся, только для колоноскопа длиной I	☞☞
B FD-411UR	N3046330	1	● 3,2 mm	2300 mm	4 mm	вращающиеся, только для колоноскопа длиной L	☞☞

## Coagrasper G

### Одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы Coagrasper



- Для использования только в желудке
- Форма браншей оптимальна для надежного захвата плотной ткани и крупных сосудов
- Максимальная ширина раскрытия 6,5 мм



Обозначение	Код статьи	Количество	Мин. о рабочего канала	Рабочая длина	Ширина раскрытия браншей	Функции	Область применения
FD-412LR	N5368630	1	● 2,8 mm	1650 mm	6,5 mm	Вращающиеся, для использования только в желудке	☞☞

## EndoLifter

### Одноразовые захватывающие щипцы EndoLifter для ESD желудка



- Действуя в качестве дополнительной руки для оптимального оттягивания резецируемого участка, инструмент Endolifter помогает при ESD желудка
- Ширина раскрытия 8 мм
- Длина вводимой части 1950 мм
- Представлен в двух вариантах различного диаметра
- Совместим с загубниками: MB-142, MAJ-674, MAJ-168



Обозначение	Код статьи	Количество	Совместимость с эндоскопами	Область применения
LA-201	N3636730	1	Гастроскопы: GIF-Q190, -Q165, -XQ140, -Q260, -XQ260	☞
LA-202	N3636830	1	Гастроскопы: GIF-HQ190, -H190, -H180J, -H180, -Q160, -Q145, -140, -Q140, -H260, -1TH190	☞