



Одноразовый инструмент для наложения лигатур, эффективно предотвращающий кровотечение

Упрощает эндоскопическое лигирование

Удобный и эффективный одноразовый инструмент NX-400U-30 компании Olympus для наложения лигатур предотвращает кровотечение в ходе и после полипэктомии. Простота установки петли, наложения лигатуры и снятия петли – вот все, что требуется для безопасной полипэктомии.

Минимальная опасность повреждений ткани

Так как гемостаз обеспечивается простым наложением нейлоновой петли, опасность повреждения ткани сводится к минимуму. Нейлоновая петля остается на месте в течение определенного времени и в итоге выводится из желудочно-кишечного тракта естественным путем.



ПОЛИПЭКТОМИЯ, EMR И ESD

Одноразовый инструмент для наложения лигатур



- Для лигирования полипов перед полипэктомией
- Предотвращает кровотечение
- Предзаряженная, готовая к использованию петля
- Эргономичная встроенная ручка для удобного использования



Обозначение	Нод статьи	Количество	Мин. о рабочего канала	Рабочая длина	о петли	Область применения
HX-400U-30	N5382130	5	● 2,8 mm	2300 mm	30 mm	

Многоразовый инструмент для наложения лигатур



HX-20U-1



MAJ-253



MAJ-254



MAJ-340



MA-479

- Для лигирования полипов перед полипэктомией
- Предотвращает кровотечение
- Имеются петли двух различных размеров
- Основное устройство, используется в комплекте с многоразовой ручкой MA-479, многоразовой оболочкой MAJ-253 и одноразовыми нейлоновыми петлями MAJ-254, MAJ-340
- Петли автоклавируемые

Обозначение	Нод статьи	Количество	Мин. о рабочего канала	Рабочая длина	о петли	Цвет держателя петли	Функции	Область применения
HX-20U-1	026292	1 инструмент	● 2,8 mm	2300 mm			используется с MA-479, MAJ-254, MAJ-340	
MAJ-253	026293	1 оболочка	● 2,8 mm	2300 mm			оболочка для HX-20U-1	
MAJ-254	026294	10 петля			30 mm	белый	HX-20U-1	
MAJ-340	026315	10 петля			20 mm	желтый	HX-20U-1	
MA-479	026951	1 ручка					ется с FG-17K-1, -16L-1, -16U-1	