

Многозоровый прямой дистальный колпачок



- Прозрачный колпачок не мешает обзору
- Для проведения эндоскопической диссекции подслизистого слоя (ESD)



Обозначение	Ноd статьи	Количество	Внешний Ø (A)	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MH-462	028933	5	12,6 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-463	028938	5	13,5 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-464	028942	5	14,7 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-465	028941	5	16,6 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-466	028940	5	17,2 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-483	028948	5	19 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-663	026694	5	15,8 mm	см. таблицу совместимости.	

Многозоровый косой дистальный колпачок



- Прозрачный колпачок для улучшения обзора при эндоскопии
- Для эндоскопической терапии



Обозначение	Ноd статьи	Количество	Внешний Ø (A)	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MH-587	028548	5	12,6 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-588	028549	5	13,5 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-589	028550	5	14,8 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-590	028551	5	16,6 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-591	028552	5	17,2 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-664	026695	5	15,8 mm	см. таблицу совместимости.	

Многоразовый прямой дистальный колпачок с ободком для резекции слизистой (EMRC)



- Широкий колпачок для резекции большей площади
- Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
- Также подходит для использования с лигирующим устройством (HX-21L-1)



Обозначение	Ноd статьи	Ноличество	Внешний Ø (A)	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MH-593	028554	5	12,9 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-594	028555	5	13,9 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-595	028556	5	14,9 mm	см. таблицу совместимости.	
MH-597	028558	5	17,2 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-665	026696	5	15,8 mm	см. таблицу совместимости.	

Многоразовый косой дистальный колпачок с ободком для резекции слизистой (EMRC)



- Широкий колпачок для резекции большей площади
- Скошенный дизайн для тангенциального подхода
- Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
- Также подходит для использования с лигирующим устройством (HX-21L-1)
- Вырез для оптимального позиционирования



Обозначение	Ноd статьи	Ноличество	Внешний Ø (A)	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MAJ-289	028965	5	12,8 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-290	028966	5	13,8 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-291	028967	5	14,8 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-292	028968	5	16,5 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-293	028969	5	17,1 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-294	028970	5	19,1 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-666	026697	5	15,8 mm	см. таблицу совместимости.	

Многоразовый дистальный колпачок с ободком для резекции слизистой (EMRC)



- Широкий колпачок для резекции большей площади
- Скошенная конструкция для тангенциального подхода
- Для использования с SD-221L-25, -221U-25 или SD-7P-1
- Вырез для оптимального позиционирования



Обозначение	Ноd статьи	Ноличество	Внешний Ø (A)	Совместимость с эндоскопами	Область применения
MAJ-295	028971	5	16,1 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-296	028972	5	16,1 mm	см. таблицу совместимости.	
MAJ-297	028973	5	16,1 mm	см. таблицу совместимости.	