

## Одноразовый спрей-катетер



- Максимально эффективное распыление при проведении эндоскопии
- Широкая зона распыления с более равномерным нанесением вещества для четкой визуализации
- Сопrotивляемость перекручиванию для плавного ввода
- Для распыления красителей, физиологического раствора и других жидкостей
- PW-205V позволяет сократить продолжительность процедуры и улучшить визуализацию пораженных участков



Обозначение	Код статьи	Количество	Мин. ø рабочего канала	Рабочая длина	Область применения
PW-205V	N3644130	6	● 2,8 mm	2400 mm	Эндоскопия

## Многоразовый спрей-катетер



- Максимально эффективное распыление при проведении эндоскопии
- Широкая зона распыления с более равномерным нанесением вещества для четкой визуализации
- Для распыления красителей, физиологического раствора и других жидкостей



Обозначение	Код статьи	Составная часть набора	Количество	Мин. ø рабочего канала	Рабочая длина	Описание	Область применения
<b>A</b> PW-6C-1	026027		1 катетер	● 2,0 mm	1050 mm	Используется с MAJ-929	ЛОР
<b>B</b> MAJ-929	026028	PW-6C-1	1 клапан			Используется с PW-6C-1	ЛОР
<b>A</b> PW-6P-1	026090		1	● 2,0 mm	1900 mm		
<b>A</b> PW-5L-1	026088		1	● 2,8 mm	1650 mm		
<b>A</b> PW-5V-1	026089		1	● 2,8 mm	2400 mm		Эндоскопия