

## Многоразовая система для эндоскопического наложения клипс

### Быстрая и простая загрузка

Благодаря использованию помещенных в кассету клипс и удобному механизму фиксации система Olympus EZ Clip значительно упрощает загрузку клипс.

- Быстрый и эффективный механический гемостаз
- Функция вращения
- Автоклавируемое устройство для наложения клипс
- Помещенные в картридж стерильные клипсы
- Полный набор клипс для любых нужд

### Новый принцип загрузки «вперед-назад»

Клипсы помещены в картриджи, что ускоряет и упрощает загрузку. Просто вставьте оболочку в картридж и переместите слайдер назад и вперед.



### Многоразовые клипирующие устройства с функцией вращения



A

- Быстрая и легкая клипирующая система
- Для механического гемостаза верхних и нижних отделов ЖКТ
- Дополнительно используются для закрытия дефектов слизистой, маркировки или фиксации
- Функция вращения
- Эргономичная встроенная ручка для удобного использования



Обозначение	Нод статьи	Количество	Мин. о рабочего канала	Рабочая длина	Область применения
A HX-110LR	N1085230	1	● 2,8 mm	1650 mm	
A HX-110QR	N1085330	1	● 2,8 mm	1950 mm	
A HX-110UR	N1085430	1	● 2,8 mm	2300 mm	

### Клипсы для многоразовых клипирующих устройств с функцией вращения



11 635

- Стерильны, расположены в картриджах
- Большое разнообразие клипс
- Цветовое обозначение картриджей для легкого распознавания типа клипс



Обозначение	Нод статьи	Количество	Длина браншей клипсы	Цвет картриджа браншей	Угол браншей	Функции	Область применения
HX-610-135XS	N2303830	24	очень короткие (около 4 мм)	серый	135 °	для твердых тканей и кровоточащих язв	
HX-610-135S	N1085830	40	короткие (около 6 мм)	зеленый	135 °		
HX-610-135	N1085630	40	стандартные (около 7,5 мм)	розовый	135 °	глубоких язв, раковых тканей	
HX-610-135L	N2303930	40	длинные (около 9 мм)	фиолетовый	135 °	для клипирования после резекции слизистой или полипэктомии	
HX-610-090S	N1085730	40	короткие (около 6 мм)	белый	90 °		
HX-610-090	N1085530	40	стандартные (около 7,5 мм)	желтый	90 °	эластичной слизистой, открытых сосудов, небольших перфораций, маркировки и при синдроме Мелори-Вейса	
HX-610-090L	N1085930	40	длинные (около 9 мм)	синий	90 °	эластичной слизистой, для крупных образований, а также перед и после полипэктомии	
HX-610-090SC	N1086030	24	короткие (около 6 мм)	белый	90 °	Дистальная часть окрашена, по 8 белых, красных и желтых клипс в каждой упаковке	