

OLYMPUS

Гастрофиброскоп

OLYMPUS **GIF** TYPE **E3**

NEW

Новый стандарт диагностики и лечения



OLYMPUS GIF TYPE E3



Фиброэндоскоп OLYMPUS GIF-E3 открывает новые стандарты в классе фиброскопов для рутинных исследований.

Использованная в производстве эндоскопа OLYMPUS GIF-E3 технология плотной укладки позволила увеличить количество используемых световодных волокон на 30 процентов без увеличения диаметра светопередающего жгута. В результате изображение стало более четким и равномерно освещенным по всему полю зрения.


Вы видите не только более четко – вы видите больше! Поле зрения эндоскопа увеличено до 120 градусов – это больше, чем у любого эндоскопа данного класса.

Улучшения коснулись и эргономики рабочей части. Рукоятка эндоскопа стала более легкой и удобной, с лучшей балансировкой для облегчения манипуляций.


Угол расположения окуляра стал более удобным и способствует меньшей утомляемости глаз врача во время продолжительных процедур.



Благодаря использованию новых материалов обработка внутренних и внешних поверхностей эндоскопа OLYMPUS GIF-E3 стала более простой и тщательной. Для дезинфекции или стерилизации герметичный аппарат полностью погружается в раствор.



Оптическая система	Поле зрения Направление обзора Глубина резкости	120 град. 0 град. 3-100 мм.
Дистальный конец	Внешний диаметр	9.8 мм.
Изгибаемая часть	Максимальные углы изгиба	Вверх 120 Вниз 90 Влево/вправо 100
Вводимая трубка	Внешний диаметр	9.8 мм.
Рабочая длина		1 025 мм.
Общая длина		1 345 мм.
Инструментальный канал	Внутренний диаметр	2.8 мм.
Биопсийные щипцы	Минимальное видимое расстояние	3 мм. от дистального конца



OLYMPUS

ООО ОЛИМПАС МОСКВА

Россия, 117071, Москва, ул. Малая Калужская, 19, стр.1, эт. 2
Тел.: 8 (095) 958 2278 Факс: 8 (095) 958 2277
E-mail: sales@olympus.co.ru